

geemarc™
Hear the Difference

CL1100

**Amplified Desk Telephone With Volume And
Tone Control**

**Téléhone amplifié avec contrôle du volume
et de la tonalité**

**Komforttelefon mit Hörverstärkung und
hoch-/Tieftonregelung**



English P2


Français P13

Deutsch P24



!!! Please refer to our website: www.geemarc.com for an up to date user guide, as there may be important updates and changes you need to be aware of !!!

INDEX.....	2
DESCRIPTION	3
SETTING UP	5
- Connecting the telephone.....	5
- Ringer settings.....	5
- Using your hearing aid with CL1100.....	6
- Time break recall switch	6
VOLUME AND TONE ADJUSTMENT	7
- Receiving volume and tone	7
- Sending volume level adjustment.....	7
USING THE PHONE	8
- Answering incoming call	8
- Making a call.....	8
- Last number redial	8
- Recall, * & # buttons	8
- Mute button.....	8
- Storing telephone numbers.....	9
- Dialling stored number.....	9
SAFETY INFORMATION	10
GUARANTEE	11
RECYCLING DIRECTIVES	12

DESCRIPTION



DESCRIPTION



SETTING UP



1 - CONNECTING THE TELEPHONE

1. Connect the handset cord.
2. Open the battery compartment by pulling back the latch.
3. Insert correctly 4 x AAA 1.5V alkaline batteries (not supplied) in the battery compartment (*). Batteries are required if you wish to increase the ringer level up to 10 dB.
4. Snap the battery door back in place.
5. Connect the line cord to the socket (*).

(*) Classified TNV-3 according to EN60950 standard.

2 - RINGER SETTINGS

A switch located on the upper side allows the ringer to be switched HI, LOW, OFF :

 : Off,  : Low,  : Hi

Your phone comes with the ringer switched to «High» and the melody set to «6»:

	Low	Mid	High
Melody 1	1	2	3
Melody 2	4	5	6 (by default)
Melody 3	7	8	9

If you don't like the ringer melody, you can choose a new one by changing the settings as per instructions below:

- Lift the handset.

- Press  button.

- Press # button.

- Press any of the 1 - 9 dial keys.

The new ringer settings will be activated with the next incoming call.

Note: The ringer level will be increased up to 10 dB if you insert batteries into the battery compartment.

SETTING UP

3 - USING YOUR HEARING AID WITH THE c11100

If you are using your CL1100 with a hearing aid, set your hearing aid to "T" position.

The loop is always activate on the phone.


4 -TIME BREAK RECALL SWITCH (300/100)


Check the Time Break Recall setting of your CL1100. For the UK the Time Break Recall should be set to 100 mS. It can be switched to 300 mS for other locations or PBX's.


TONE AND VOLUME ADJUSTMENT


1 - RECEIVING VOLUME AND TONE ADJUSTMENT

You can adjust the receiving volume and tone according to your own hearing requirements.


The button  allows extra volume and tone functions to be activated or deactivated during the conversation.

Tone and volume adjustment (15dB to 30dB) is only activated when the switch  located at the upper side of your phone is set to **ON**. When this button is set to **OFF** only the volume can be adjusted from 0 dB to 15 dB.

When the function is activated, the red light of extra receiving and tone function button  is lit.


Note: When the tone (treble), earpiece volume and sending levels are set to the maximum, whistling may occur. If whistling occurs the sending level settings should be decreased with the switch .

Adjust the **TONE** and **VOLUME** buttons to fit the levels to your own hearing requirements.



2 - SENDING VOLUME LEVEL ADJUSTMENT

If your voice is quiet or called parties have difficulty hearing you, you can increase the sending level volume with the switch located on the upper side. You can also decrease the sending volume if required.



USING THE PHONE


1 - ANSWERING INCOMING CALLS

- When an incoming call is received the phone will ring and the incoming call indicator will flash. To answer the call lift the handset and speak.
- On completion of the call, carefully replace the handset in the cradle to release the line.

2 - MAKING A CALL

- Lift the handset.
- Await the dial tone and dial required number.
- On completion of the call, carefully replace the handset in the cradle.



3 - LAST NUMBER REDIAL

- Lift the handset.
- Await the dial tone and press  button.
- A previously dialled number will be automatically redialled (not in use for memory numbers).

4 - RECALL, * & # BUTTONS

These are used with the new services provided on digital exchanges. For details please contact your network operator.

5 - MUTE BUTTON



If you wish to speak privately to someone else in the room without your caller overhearing, press and hold the  button. You will still be able to hear the caller but they cannot hear you during the mute operation. To resume normal conversation, release the  button.

USING THE PHONE

6 - STORING TELEPHONE NUMBERS

Your telephone CL1100 can store 12 direct memories.

To store a number please follow instructions below:

- Lift the handset.
- Press  button.
- Press **M1, M2, ... M12** to locate the number.
- Dial the number.
- Press again  Button.

Numbers will be lost after few hours if you disconnect your phone. Entering a new number in the same location will automatically erase the previous number.

7 - DIALLING STORED NUMBERS

- Lift the handset and await the dial tone
- Press the appropriate location button M1, M2... M12 and the number stored in this location will be dialed automatically.

To register your stored phone numbers, use the index located on the front of your phone.

SAFETY INFORMATION

General

Do not open the unit. Contact the helpline for all repairs.

Cleaning

Clean the telephone with a soft cloth. Never use polishes or cleaning agents – as these could damage the finish or the electrics inside.

Environmental

Do not expose to direct sunlight.

Always ensure there is a free flow of air over the surfaces of the telephone.

Do not place any part of your product in water and do not use it in damp or humid conditions e.g. bathrooms.

Do not expose your product to fire or other hazardous conditions.

Unplug your phone from the telephone socket during thunderstorms to prevent damage to your telephone. Your guarantee does not cover thunderstorm damage.

The telephone is designed for working within a temperature range of 5°C to 45°C.

GUARANTEE

From the moment your Geemarc product is purchased, Geemarc guarantee it for the period of two years. During this time, all repairs or replacements (at our discretion) are free of charge. Should you experience a problem then contact our help line or visit our website at **www.geemarc.com**. The guarantee does not cover accidents, negligence or breakages to any parts. The product must not be tampered with or taken apart by anyone who is not an authorized Geemarc representative. The Geemarc guarantee in no way limits your legal rights.

IMPORTANT: YOUR RECEIPT IS PART OF YOUR GUARANTEE AND MUST BE RETAINED AND PRODUCED IN THE EVENT OF A WARRANTY CLAIM.

Please note: The guarantee applies to the United Kingdom only

DECLARATION: Geemarc Telecom SA hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive RED 2014/53/UE.

*The CE declaration of conformity may be consulted at **www.geemarc.com***

Telephone connection: Voltages present on the telecommunication network are classified TNV-3 (Telecommunication Network Voltage) according to the EN60950 standard.



RECYCLING DIRECTIVES

The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) has been put in place for products at the end of their useful life, so that these products are recycled in the best way.

When this product is finished with, please do not put it in your domestic waste bin.

Please use one of the following disposal options:

- Remove the batteries and deposit them in an appropriate WEEE skip. Deposit the product in an appropriate WEEE skip.
- Or, hand the old product to the retailer. If you purchase a new one, they should accept it.

Thus if you respect these instructions you ensure human health and environmental protection.



For product support and help visit our website at
www.geemarc.com

E-mail: **help@geemarc.com**

Telephone **01707 387602**

lines are open 09h00 to 16h00 Mon to Fri

This product is made in China To Geemarc Telecom


Veillez consulter notre site Internet : www.geemarc.com pour bénéficier d'un guide d'utilisation à jour susceptible de contenir des changements et mises à jour importants dont vous devez être conscient !

INDEX	13
DESCRIPTION	14
INSTALLATION	16
- Raccordements	16
- Réglages pour la sonnerie.....	16
- Utilisé votre téléphone avec une prothèse auditive	17
- Réglage du temps de FLASH (100-300ms).....	17
REGLAGE DU VOLUME ET DE LA TONALITE.....	18
- Réglage du volume et de la tonalité de réception.....	18
- Réglage du volume d'émission.....	18
UTILISATION.....	19
- Recevoir un appel.....	19
- Appeler	19
- Rappel du dernier numéro	19
- Touches R, * & #	19
- Fonction secret	19
- Mémoriser un numéro de téléphone.....	20
- Appel d'un numéro en mémoire	20
POUR VOTRE SECURITE.....	21
GARANTIE	22
DIRECTIVES DE RECYCLAGE.....	23

DESCRIPTION



DESCRIPTION



(*)Classée TRT-3 selon la norme EN60950.



INSTALLATION

1 - RACCORDEMENTS

1. Branchez le cordon du combiné.
2. Ouvrez le compartiment à piles situé en dessous de votre téléphone.
3. Insérez correctement 4 x AAA 1.5V piles alcalines (non fournies) dans le compartiment (*). Les piles sont nécessaires si vous désirez augmenter le niveau de sonnerie de 10 dB.
4. Remplacez le couvercle du compartiment à piles.
5. Branchez le cordon de ligne.

2 - REGLAGE DE LA SONNERIE

Un interrupteur situé à l'arrière de l'appareil permet de régler le niveau de sonnerie:



: désactivée,



: faible,




: forte

Votre téléphone est positionné sur "fort" par défaut. La mélodie choisie est la «6»:

	Faible	Moyen	Fort
Melodie 1	1	2	3
Melodie 2	4	5	6 (par défaut)
Melodie 3	7	8	9

Si vous n'aimez pas la mélodie choisie, vous pouvez en choisir une autre en suivant les instructions suivantes:

- Décrochez le combiné.
- Appuyez sur la touche .
- Appuyez sur la touche #.
- Appuyez sur une touche de 1 à 9 suivant le tableau ci-dessus.

La nouvelle sonnerie sera activée à la réception d'un nouveau appel téléphonique.

Note: Si vous ajoutez les piles, le niveau de sonnerie sera augmenté de 10 dB.

INSTALLATION

3 – UTILISER VOTRE CL1100 AVEC UNE PROTHÈSE AUDITIVE

Si vous utilisez votre CL1100 avec une prothèse auditive, placez votre prothèse auditive sur la position "T".


La boucle est toujours active sur votre téléphone.

4 – REGLAGE DU TEMPS DE FLASH 300/100ms


Cet interrupteur doit être positionné sur 300 pour la France, il peut être positionné sur 100 pour d'autres pays ou utilisation avec certains PABX.



REGLAGE DU VOLUME ET DE LA TONALITE

1 - REGLAGE DU VOLUME ET DE LA TONALITE DE RECEPTION


Vous pouvez amplifier le volume et régler la tonalité de réception de votre combiné. La touche  permet d'activer ou de désactiver le correcteur de réception durant la conversation.

Le réglage de la tonalité et du volume (de 15dB à 30dB) n'est activé automatiquement que lorsque la touche est sur **ON**. Lorsque cette touche est sur **OFF**, seul le volume peut être réglé de 0dB à 15dB.

Lorsque la fonction est activée, le voyant rouge du correcteur de réception situé en haut de la touche  est allumé.

Note: Des sifflements dans l'écouteur peuvent apparaître dans certaines configurations de réglage (tonalité des aigus, volume de réception et volume d'émission au max), dans ce cas diminuez le niveau d'émission avec l'interrupteur . L'interrupteur  sur **ON** situé à l'arrière de l'appareil active automatiquement l'amplification à chaque décroché de votre combine.

Les touches **STONE** et **VOLUME**, vous permettent de corriger la tonalité et le volume de réception.



2 - REGLAGE DU VOLUME D'EMISSION

Si votre correspondant vous entend faiblement, vous pouvez augmenter le volume d'émission à l'aide de l'interrupteur situé sur l'arrière de l'appareil. Vous pouvez aussi choisir de diminuer le volume d'émission.



UTILISATION


1 - RECEVOIR UN APPEL

- Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne et le flash lumineux de sonnerie de votre téléphone clignote, décrochez le combiné pour parler à votre correspondant.
- La conversation terminée, raccrochez le combiné pour libérer la ligne.

2 - APPELER

- Décrochez le combiné.
- Composez le numéro de votre correspondant.
- La conversation terminée, raccrochez le combiné pour libérer la ligne.

3 - RAPPEL DU DERNIER NUMERO



- Décrochez le combiné.
- Appuyez sur la touche , le numéro de votre correspondant se recompose automatiquement (ne fonctionne pas pour les numéros en mémoire).

4 – TOUCHES R, * &

Touches d'accès aux Services de France Télécom (Signal d'Appel, Conversation à Trois).

5 - FONCTION SECRET



Cette touche permet de couper ponctuellement le microphone en cours de communication.

- Appuyez et maintenez enfoncé la touche . Votre correspondant ne vous entend plus.
- Relâchez la touche  pour rétablir la conversation.

UTILISATION

6 - MEMORISER UN NUMERO DE TELEPHONE

Votre téléphone possède 12 mémoires directes. Suivez la procédure décrite ci-dessous pour mémoriser vos numéros:

- Décrochez le combiné.
- Appuyez sur la touche .
- Appuyez sur une des touches **M1**, **M2**, ... **M12** pour enregistrer votre numéro.
- Composez le numéro.
- Appuyez à nouveau sur la touche .

Les numéros seront perdus après quelques heures si vous déconnectez votre téléphone.

Un nouvel enregistrement dans une mémoire efface le précédent.

7 - APPEL D'UN NUMERO EN MEMOIRE

- Décrochez le combiné.
- Appuyez sur une des touches **M1**, **M2**, ... **M12** et le numéro se compose automatiquement.

Pour repérer vos numéros enregistrés, utilisez le répertoire situé sur la base.

POUR VOTRE SECURITE

Généralités

Ne pas ouvrir l'appareil. Contactez le service après vente pour toute réparation.

Nettoyage

Nettoyez le téléphone avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez jamais de détergent ou de produit lustrant – ils pourraient en effet endommager l'appareil et les composants électriques qu'il contient.

Consignes de sécurité

N'exposez pas directement le téléphone aux rayons du soleil.

Assurez-vous d'avoir toujours une circulation d'air à la surface du téléphone.

Ne pas utiliser le téléphone dans des endroits humides comme par ex. dans une salle de bain.

N'exposez pas le téléphone au feu ou à d'autres conditions dangereuses.

Débranchez votre téléphone pendant les orages car ces derniers pourraient l'endommager. Votre garantie n'inclut pas les dommages causés par les orages.

Ce téléphone est conçu pour fonctionner à des températures entre 5°C et 45°C.

GARANTIE

Votre produit Geemarc est garanti pendant 2 ans, suivant la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez -vous sur notre site Web: **www.geemarc.com**.

La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc.

La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.

IMPORTANT: VOTRE FACTURE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ÊTRE CONSERVÉE ET PRODUITE LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.

Remarque: la garantie est applicable en France uniquement.

Directives CE: Geemarc Telecom SA déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'à d'autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE concernant les équipements radio.

*La déclaration de conformité peut être consultée sur **www.geemarc.com***



DIRECTIVES DE RECYCLAGE

Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) a été mis en œuvre pour les produits en fin de vie qui seront recyclés de la meilleure manière possible.

Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques. Veuillez utiliser une des options suivantes:

- Retirez les piles et jetez-les dans une benne DEEE appropriée. Jetez le produit dans une benne DEEE appropriée.
- Ou rapportez-le à votre détaillant. Si vous achetez un nouvel article, l'ancien devrait être accepté.

Ainsi, en respectant ces instructions, vous contribuez à la santé publique et à la protection de l'environnement.



Consulter notre site Internet pour obtenir la notice détaillée ou des informations et de l'aide sur nos produits:

2 rue Galilée, 59760 GRANDE-SYNTHE, FRANCE

www.geemarc.com

Téléphone **0328587599**

Produit fabriqué en Chine pour Geemarc Telecom


Bitte besuchen Sie unsere Webseite: www.geemarc.com für neueste Bedienungsanleitungen, da es eventuell wichtige Updates und Veränderungen gibt, die Sie kennen sollten !

INHALT	24
Beschreibung	25
Aufbau	27
- Anschließen des Telefons	27
- Einstellen des Klingeltons.....	27
- Einstellung der Wählarten	28
- Schalter für Einstellung der Flashzeit	28
Einstellen der Lautstärke sowie der Höhen und Tiefen	29
- Benutzen Sie Ihr Telefon mit einem Hörgerät.....	29
- Einstellung der Sendelautstärke	29
Benutzung des Telefons	30
- Annahme eingehender Anrufe.....	30
- Einen Anruf tätigen	30
- Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer ...	30
- R-Taste, Tasten * & #	30
- Stummtaste.....	30
- Speichern von Telefonnummern	31
- Wählen einer gespeicherten Rufnummer	31
SICHERHEITSHINWEISE.....	32
GARANTIE	33
VORSCHRIFTEN FÜR DIE WIEDERVERWERTUNG	34


BESCHREIBUNG



BESCHREIBUNG



(*)wird gemäß dem Standard EN60950 als TNV-3 eingestuft.



AUFBAU

1 - ANSCHLIESSEN DES TELEFONS

1. Schließen Sie das Telefonhörer Kabel an.
2. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Verschluss zurückziehen.
3. Legen Sie 4 Micro (AAA 1,5V) Alkalibatterien (nicht im Lieferumfang) in das Batteriefach ein (*). Falls Sie die Klingellautstärke auf 10dB erhöhen möchten, sind Batterien erforderlich.
4. Lassen Sie die Abdeckung des Batteriefachs wieder einschnappen.
5. Stecken Sie das Telefonkabel in die Buchse (*).

2 - KLINGELTONEINSTELLUNGEN

Ein Schalter an der rechten Seite des Gerätes ermöglicht die Einstellung des Klingeltons auf Hoch (**HI**), Niedrig (**LOW**) oder Aus (**OFF**).



: Aus (**OFF**)



: Niedrig (**LOW**)



: Hoch (**HI**)


(*) wird gemäß dem Standard EN60950 als TNV-3 eingestuft.

Das Telefon ist ab Werk auf die Klingellautstärke „hoch“ und die Melodie „6“ eingestellt.

	Niedrig	Mittel	Hoch
Melodie 1	1	2	3
Melodie 2	4	5	6 (voreingestellt)
Melodie 3	7	8	9

Wenn Ihnen die Klingeltonmelodie nicht gefällt, können Sie durch Änderungen an der Einstellung, wie unten beschrieben, eine neue auswählen:

- Heben Sie den Telefonhörer ab.

- Drücken Sie die Taste .

- Drücken Sie die Taste **#**.

- Drücken Sie eine der Tasten 1 - 9.

Die neuen KlingeltonEinstellungen werden mit dem nächsten eingehenden Anruf aktiviert.

Hinweis: Wenn Sie in das Batteriefach Batterien einsetzen, kann die Klingeltonlautstärke auf bis zu 10 dB erhöht werden.

3 - Benutzen Sie Ihr Telefon mit einem Hörgerät

Wenn Sie Ihr CL1100 mit einem Hörgerät verwenden, stellen Sie Ihr Hörgerät auf die Position T.

Die Schleife ist auf Ihrem CL1100 noch aktiv


4 - SCHALTER FÜR DIE FLASH-ZEIT (300/100)


Überprüfen Sie die Einstellung der Flash-Zeit Ihres CL1100. Für Deutschland sollte der TBR-Schalter auf 300 mS gestellt werden. In anderen Ländern oder bei Problemen beim Verbinden bei Telefonanlagen kann die Flashzeit auch auf 100 mS gestellt werden.


EINSTELLEN DER HÖRERLAUTSTÄRKE, SOWIE DER HÖHEN UND TIEFEN


1 - EINSTELLUNG DER LAUTSTÄRKE UND DER HÖHEN UND TIEFEN

Sie können die Empfangslautstärke erhöhen und die Höhen und Tiefen entsprechend Ihrer Erfordernisse einstellen.


Mit der Taste  können Sie die Hörerverstärkung, sowie die veränderten Höhen und Tiefen während des Gesprächs aktivieren und deaktivieren.

Die Ton- und Lautstärkeeinstellung (15dB bis 30dB) ist nur aktiviert , wenn der Schalter hinten an Ihrem Telefon auf **ON** gestellt ist. Wenn diese Taste auf **OFF** gestellt ist, kann die Lautstärke nur von 0dB bis 15dB verstellt werden.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, leuchtet das rote Licht für die Hörerverstärkung und die Einstellung der Höhen und Tiefen neben der Taste  auf.

Hinweis: Wenn der Ton (Höhen), die Hörerlautstärke und die Sendelautstärke auf Maximum stehen, kann ein Pfeifen auftreten. Wenn ein Pfeifen auftritt, sollte die Sendelautstärke mit dem Schalter  reduziert werden.

Verwenden Sie die Tasten **TONE** und **VOLUME**, um das Niveau gemäß Ihren Erfordernissen optimal einzustellen.



2 - EINSTELLUNG SENDELAUTSTÄRKE

Wenn ihre Stimme zu leise ist oder die angerufenen Personen Schwierigkeiten haben, Sie zu verstehen, können Sie die Sendelautstärke mit dem Schalter rechts an Ihrem Gerät erhöhen. Wenn notwendig, können Sie die Sendelautstärke auch reduzieren.



BENUTZUNG DES TELEFONS


1 - ANNAHME EINGEHENDER ANRUFEN

- Während eines eingehenden Anrufs klingelt das Telefon und das Lichtsignal für eingehende Anrufe blinkt. Um den Anruf anzunehmen, heben Sie den Hörer ab und sprechen.
- Nach Beenden des Gesprächs legen Sie den Hörer behutsam wieder auf, um die Leitung freizugeben.

2 - EINEN ANRUF TÄTIGEN

- Heben Sie den Telefonhörer ab.
- Warten Sie auf das Freizeichen und wählen Sie die gewünschte Nummer.
- Nach Beenden des Gesprächs legen Sie den Hörer wieder auf.



3 - WAHLWIEDERHOLUNG

- Heben Sie den Telefonhörer ab.
- Warten Sie auf das Freizeichen und drücken Sie die Taste .
- Die zuletzt gewählte Nummer wird automatisch noch einmal gewählt (gilt nicht für Direktwahltasten).

4 - R-TASTE, TASTEN * &



Diese Tasten werden für verschiedene Dienste Ihres Serviceproviders verwendet. Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für nähere Informationen.

5 - STUMMTASTE

Wenn Sie sich mit einer anderen Person im Raum unterhalten möchten, ohne dass Ihr Gesprächspartner das mitbekommt, drücken und halten Sie die Taste . Sie können Ihren Gesprächspartner weiterhin hören, dieser kann Sie allerdings nicht hören. Um das Gespräch wieder normal weiterzuführen, lassen Sie die Taste  wieder los.

6 - SPEICHERN VON TELEFONNUMMERN

Ihr Telefon CL1100 verfügt über 12 Direktwahlspeicherplätze. Um eine Nummer zu speichern, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Heben Sie den Telefonhörer ab.
- Drücken Sie die Taste .
- Drücken Sie **M1, M2, ... M12**, um die Nummer auf den jeweiligen Tasten zu speichern.
- Wählen Sie die Nummer.
- Drücken Sie die Taste  erneut.

Wenn Sie Ihr Telefon ausstecken, gehen die Nummern nach ein paar Stunden verloren. Wenn Sie in eine neue Nummer einspeichern, wird die vorher auf dieser Taste gespeicherte Nummer automatisch gelöscht.

7 - EINE GESPEICHERTE NUMMER ANWÄHLEN

- Heben Sie den Hörer ab und warten Sie auf das Freizeichen.
- Drücken Sie eine der Tasten **M1, M2 ... M12**. Die auf dieser Taste gespeicherte Nummer wird automatisch gewählt.

Damit Sie die gespeicherten Telefonnummern behalten, können Sie die Tabelle auf Ihrem Telefon verwenden.

Allgemein

Öffnen Sie das Gerät nicht. Wenden Sie sich für alle Reparaturen an die Hotline.

Reinigung

Reinigen Sie das Telefon mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie niemals Polituren oder Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche oder die Elektrik im Inneren beschädigen könnten.

Umwelt

Setzen Sie sich nicht dem direkten Sonnenlicht aus.

Achten Sie stets auf einen freien Luftstrom über die Oberflächen des Telefons.

Legen Sie keine Teile Ihres Produkts in Wasser und benutzen Sie es nicht unter feuchten oder nassen Bedingungen, z.B. in Badezimmern.

Setzen Sie Ihr Produkt nicht dem Feuer oder anderen gefährlichen Bedingungen aus.

Ziehen Sie bei Gewitter den Stecker des Telefons aus der Steckdose, um Schäden an Ihrem Telefon zu vermeiden. Ihre Garantie deckt keine Gewitterschäden ab.

Das Telefon ist für den Betrieb in einem Temperaturbereich von 5C bis 45C ausgelegt.

GARANTIE

Geemarc™ bietet Ihnen eine Garantie für den Zeitraum von zwei Jahre ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen (nach unserem Ermessen) für Sie kostenlos. Sollten Sie ein Problem feststellen, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internet-Seite unter

www.geemarc.com.

Die Garantie deckt weder Unfälle noch Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an irgendwelchen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen vorgenommen werden, noch darf es von einer Person auseinanderggebaut werden, die kein zugelassener Geemarc Vertreter ist. Die Geemarc-Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

WICHTIG : IHRE QUITTUNG IST TEIL IHRER GARANTIE. SIE MUSS AUFBEWAHRT UND IM FALL VON GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHEN VORGELEGT WERDEN.

CE Richtlinien:

Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen und andere einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie über Radio- und Telekommunikationsgeräte 2014/53/EU erfüllt.

*Die Konformitätserklärung kann unter **www.geemarc.com** eingesehen werden*



VORSCHRIFTEN FÜR DIE WIEDERVERWERTUNG

Das WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) wurde festgesetzt, um Geräte am Ende ihres Produktlebenszyklus auf die beste Art und Weise zu recyceln.

Wenn dieses Produkt unverwendbar geworden ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren normalen Hausmüll.

Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Akkus und werfen Sie sie in den entsprechenden WEEE Müllcontainer. Werfen Sie auch das Gerät selbst in den dafür vorgesehenen WEEE Container.
- Ersatzweise können Sie das Gerät an den Verkäufer zurückgeben. Wenn Sie ein neues Gerät kaufen, sollte er das alte zurücknehmen.

Indem Sie diese Anweisungen befolgen, gewährleisten Sie die Gesundheit Ihrer Mitmenschen und den Schutz unserer Umwelt.



Produktsupport und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter
www.geemarc.com/de

E-mail : **kundendienst@geemarc.com**

Telefon : **+49 30 209 95789**

Von Geemarc Telecom im China hergestellt



UGCL1100_EnFrGe_V1.6